

MR Uyumlu Serum Askısı

MRI Compatible IV Pole

- Yüksek kalite non-manyetik malzemeden imal edilmiştir.
- Askı yüksekliği 120 – 210 cm aralığında ayarlanabilir.
- 4 adet plastik serum kancası vardır.
- İnfüzyon pompası taşımaya uygundur.
- Beş tekerlekli ve kilitlenebilir alüminyum ayağa sahiptir.
- 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir.

- Produced by high quality non-magnetic materials.
- Adjustable hook height between 120 to 210 cm.
- 4x plastic hooks.
- Suitable to use with infusion pump.
- 5x locking aluminum casters.
- MRI compatibility certificate up to 3 Tesla.

