

MR Uyumlu Laringoskop

MRI Compatible Laryngoscope

- Handle ile blade'in birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sisteme sahiptir.
- Handle üzerinde xenon lamba bulunmaktadır.
- Laringoskoplara birlikte 1 adet MR uyumlu larin goskop pili verilmektedir.
- Blade'ler fiber optik ışık sistemine sahiptir.
- 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir.
- Easy connection of blades and handle.
- Works with xenon lamp.
- Includes one MRI compatible laryngoscope battery
- MRI compatibility certificate up to 3 Tesla.

