

MR Uyumlu Tekerlekli Sandalye

MRI Compatible Wheel Chair

- MR uyumlu yüksek kaliteli, malzemenen üretilmiştir.
- Manyetik alandan etkilenmez ve MR görüntüsünde artefakt oluşturmaz.
- Katlanabilir.
- Yan kolçaklar ve ayaklıklar transfer halindeyken çıkarılıp takılabilir.
- Ön ve arka tekerlekler yumuşak, patlamaz lastikten üretilmiştir.
- Oturak eni 45 cm olup, 130 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
- 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir

- High quality and comfort.
- Specifically designed for use in and around the MRI suite.
- Produced from non-ferromagnetic high quality materials.
- Not effected by magnetic field.
- Foldable to a convenient size.
- Easy handling.
- 130 kg weight capacity.
- MRI compatibility certificate up to 3 Tesla.



