

MR Uyumlu Hastabaşı Monitörü - Light (SP02, NIBP)

MRI Compatible Patient Monitor Light (SP02, NIBP)

- Saturasyon, nabız, tansiyon değerleri (Sys, Dia, MAP)
- Son ölçülen NIBP değerlerini gösterme ve kaydetme.
- Hasta değerlerinin kontrol odasından görülmesini sağlayan geniş ekran.
- Bataryayla veya şebekeye bağlı çalışma.
- Görsel ve işitsel alarm.
- Dahili manyetik alan dedektörü.
- 400 Gauss (40mT) manyetik alanda çalışabilir.
- USB ile yazıcıya bağlanma.
- Indication of saturation, pulse or heart rate and non-invasive blood pressure values (Sys, Dia, MAP)
- Saves and displays the most recent NIBP values measured.
- Display of patient values on large colour screen, visible from across the room.
- Mains and battery power supply.
- Visual and audible alarms.
- Low-battery alarm.
- Integrated magnetic field detector.
- Operates at up to 400 Gauss (40mT).
- Stand-by mode for instant restarting.
- Standard external USB printer to document each examination.

