

MR Uyumlu Anestezi Cihazı

MRI Compatible Anaesthesia Machine



- Manuel ve otomatik ventilatörle kullanım imkanı
- O2/N2O flowmetre.
- CO2 absorber (kanister) sistemi.
- Tam otomatik pnömatik ventilatör ve atık gaz dağıtım sistemi.
- Selektateck tip veya konik tip vaporizatör bağlama imkânı
- Manual and automatic ventilator options.
- O2/N2O flowmeter.
- CO2 absorber (canister) system.
- A fully automatic air ventilation and gas delivery system.
- Selektateck or cone type options for vaporizer device.

