

## MR Uyumlu Steteskop

### MRI Compatible Stethoscope

- Hafif tasarım.
- Hassas ölçüm, soğuma önleyici tambur.
- MR uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.
- 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir.
- Light weight
- High sensitivity, non-chilling contact diaphragm.
- Specifically developed for MRI environments.
- MRI compatibility certificate up to 3 Tesla.



## MR Uyumlu Tansiyon Aleti

### MRI Compatible Sphygmomanometer

- Hassas ölçüm.
- 38 mm manometre çapı.
- MR uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir.
- 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir.
- High sensitivity
- 38 mm manometer diameter
- Specifically developed for MRI environments.
- MRI compatibility certificate up to 3 Tesla.

