

Fiber Optik FMRI Tepki Buton Sistemi

Fiber Optic FMRI Response Button System



- MR odasının içine yerleştirilen tüm malzemeler %100 MR uyumludur.
- Fiber optik FMRI tepki butonu hem gör sel, hem işitsel paradigmlarla birlikte kullanılabilir.
- İhtiyaca uygun birçok farklı tasarımda tepki buton opsiyonları mevcuttur.
- FMRI senkronizasyon kutusu MR cihazıyla FMRI yazılımının senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar. Tüm FMRI uygulamaları ve tüm MR tarayıcılarıyla birlikte kullanılabilir.
- All parts in the MRI room are %100 MRI safe.
- Response button can be used for all audio and visual paradigms.
- Various response button design options for specific requirements.
- Sync box provides the synchronization between MRI scanner and FMRI software. It can be used with all FMRI applications and all MRI scanners.

